

Baxidín®

SOLUCIÓN ANTISÉPTICA Y DESINFECTANTE

DESCRIPCIÓN

BAXIDIN es una solución antiséptica y desinfectante biodegradable a base de clorhexidina digluconato en un vehículo acuoso, lo que permite un uso seguro, pues no irrita, incluso al ser utilizado en mucosas o heridas abiertas.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de solución antiséptica contienen:

Clorhexidina digluconato 0,5g: La clorhexidina es un agente antimicrobiano perteneciente al grupo de las biguanidas. Su mecanismo de acción se debe a una disrupción de la pared celular, aumentando la permeabilidad y produciendo precipitación de las proteínas celulares, por lo que se considera de amplio espectro, ya que es efectivo contra bacterias gram positivas, gram negativas, hongos, levaduras y virus. Debido a la propiedad que tiene de unirse a la queratina, presenta un efecto residual, con la gran ventaja que no se inactiva fácilmente en presencia de material orgánico y es menos irritante para la piel que los yodóforos. Es ideal para usar incluso sobre mucosas y heridas abiertas.

BENEFICIOS

- Gracias a su base acuosa, no irrita la piel.
- Efecto bactericida altamente efectivo aún en presencia de material orgánico, sangre, suero, pus o tejido necrótico.
- Se puede utilizar como antiséptico con seguridad y sin irritar, aún sobre mucosas, heridas y ulceraciones de la piel.

INDICACIONES

En caninos, gatos, bovinos, equinos y porcinos como antiséptico de uso externo e interno. Como desinfectante de instrumental quirúrgico y equipos de diagnóstico veterinario.

PRESENTACIONES

Frasco por 60 mL con válvula
Frasco por 120 mL con válvula
Frasco por 120 mL con tapa
Frasco por 300 mL con válvula tipo gatillo
Frasco por 1 litro
Garrafa por 4 litros



Reg. ICA No. 3392-DB
Reg. 2A-10523-AGROCALIDAD
Reg. CO34-15-01-3462
Reg. RF-5339-10 MIDA

Para mayor información acerca del producto remítase a la hoja de seguridad del producto ó contacte al representante de ventas BASIC FARM.

Línea Mascotas

Basic Farm®
Innovamos para su Beneficio®

Baxidín®

SOLUCIÓN ANTISÉPTICA Y DESINFECTANTE

MODO DE USO

Aplicar BAXIDIN como:

USO	APLICACIÓN
LAVADOS: Vaginal.	Usar sin diluir así: Bovinos y equinos: 120 mL por aplicación. Repetir a las 24 horas. Porcinos, caninos y felinos: 20 a 75 mL por aplicación. Repetir a las 24 horas. En hembras post parto: Aplicar en la región perineal por 2 a 3 días consecutivos.
LAVADOS: Prepucial (no posee efecto espermicida).	Usar sin diluir así: Lavado preventivo: En porcinos aplicar aproximadamente 100 mL cada 8 o 15 días según trabajo del macho. Tratamiento curativo: aplicar 1 o 2 veces al día, durante 8 días consecutivos. Enjuagar.
LAVADO Y DESINFECCIÓN: Pleura, peritoneo y quemaduras de segundo grado o más.	Diluir 1 mL en 20 mL de solución salina estéril o agua destilada (solución al 0,02% de clorhexidina digluconato). Utilizar ésta solución inmediatamente. Descartar los sobrantes.
PIEL: Dermatitis infecciosas y piodermatitis, heridas, quemaduras de primer grado y/o ulceraciones en la piel.	Usar sin diluir, 2 a 3 veces al día, durante 5 días o según criterio del Médico Veterinario.
COMPRESAS QUIRÚRGICAS.	Diluir 20 mL en 50 mL de Solución salina estéril o agua destilada (solución 0,2% de clorhexidina digluconato). Utilizar esta solución inmediatamente. Descartar sobrantes.
ANTISÉPTICO BUCAL: Gingivitis, alveolitis, estomatitis y placa dental.	En casos graves, usar sin diluir, 2 a 3 veces al día, durante 5 días consecutivos. En casos post profilaxis, utilizar 2 veces al día, durante tres días consecutivos, la primera semana y posteriormente 1 a 2 veces a la semana o según criterio del Médico Veterinario.
ANTISÉPTICO ÓTICO: Para uso en el conducto auditivo externo.	Aplicar sin diluir de 2 a 5 mL, 2 veces al día o según criterio del Médico Veterinario. Retirar con una torunda de algodón los excesos. PRECAUCIÓN: No usar en caso de ruptura timpánica.
ANTISÉPTICO PARA LA PREPARACIÓN PREQUIRÚRGICA: Embrocado, lavado y desinfección de manos y piel.	Usar sin diluir, la cantidad necesaria para que el área a desinfectar quede bien cubierta y húmeda.
OBSTETRICIA E HIGIENE NEONATAL.	Usar sin diluir.
LAVADO Y DESINFECCIÓN: Objetos inanimados, instrumental quirúrgico, equipos de diagnóstico, instalaciones.	Usar sin diluir.